


Cedis gobelet de séchage eD2.11, 150 ml pour appareil auditif

Gobelet vide de séchage pour des aides auditives et des embouts auriculaires. Le gobelet de séchage permet d'absorber la condensation et l'humidité de vos prothèses auditives.



Marque : Cedis

Référence : 87305

Points de fidélité offerts : 27

Prix : 4.00 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : séchage

Gobelet de séchage

Gobelet vide pour séchage des appareils auditifs.

Gobelet vide de séchage pour des aides auditives et des embouts auriculaires.

Comment utiliser le gobelet de séchage pour appareil auditif ?

Déposer dans le gobelet la pastille de séchage Cedis et votre appareil auditif puis refermer le gobelet en vissant son couvercle. Laisser agir la pastille de séchage, récupérer votre prothèse auditive puis refermer le gobelet pour prolonger la durée de vie de la pastille de séchage.

Le volume du gobelet de 150ml permet contenir la pastille de séchage Cedis avec votre appareil auditif. Il est conseillé de sécher votre appareil auditif régulièrement afin d'éviter la condensation et l'humidité. Le gobelet de séchage convient parfaitement aux appareils auditifs de type contour d'oreille ou un intra auriculaire.

Contenu du colis :

1 x Gobelet de séchage pour aide auditive vide de 150ml et de 75mm de hauteur pour 55mm de diamètre.

[Lien vers la fiche du produit](#)