

Cedis mini spray de désinfection eC3.3, avec lingette microfibre

Cedis mini spray de désinfection eC3.3, avec lingette microfibre

Marque : Cedis

Référence : EC33

Points de fidélité offerts : 28

Prix : 6.00 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : désinfection, anti cérumen

Mini spray

Mini spray à pompe pour désinfecter un appareil auditif.

Mini spray à pompe pour désinfecter une aide auditive.

Spray prêt à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection (bactéricide, fongicide et hépatovirucide) des appareils auditifs et des embouts auriculaires. La solution désinfectante agit en seulement une minute.

Comment utiliser le spray désinfectant pour appareil auditif ?

Ecologique le spray à pompe n'utilise aucun propulseur pour pulvériser la solution désinfectante pour nettoyer votre appareil auditif. Votre appareil auditif sera efficacement désinfecté grâce à la solution bactéricide, fongicide et hépatovirucide. Il est conseillé de pulvériser directement la solution désinfectante sur l'embout et de frotter à l'aide de la lingette micro-fibre fourni pour bien enlever les impuretés.

Les autres parties contenant l'électronique de votre appareil auditif pourront être nettoyées en appliquant la solution sur la lingette en micro-fibre puis en frottant la lingette sur la zone à désinfecter de votre appareil auditif.

Contenu du pack spray désinfectant pour appareil auditif.

1 x lingette micro-fibre bleu environ 175 x 148 mm pour l'appareil auditif.

1 x spray à pompe de solution désinfectante 8ml.

[Lien vers la fiche du produit](#)