

Ecrin séchage et nettoyage UV Egger pour appareil auditif

Ecrin séchage et nettoyage UV Egger pour appareil auditif. Convient à tout type d'aides auditives. Il est donc tout aussi important de bien sécher vos appareils que de les nettoyer.



Référence : ECRINUV

Points de fidélité offerts : 302

Prix : 89.00 €

Critères associés :

Fonction Hygiénique : séchage, désinfection

Ecrin de séchage et nettoyage cedis e.30.DUS

Ecrin de séchage et nettoyage cedis e.30.DUS

Il arrive souvent que vos aides auditives tombent en panne à cause de l'humidité qui s'infiltré dedans. Il est donc tout aussi important de bien sécher vos appareils que de les nettoyer.

Points forts de l'écrin de séchage et nettoyage Cedis pour appareil auditif :

• Sèche et nettoie les aides auditives par lumière UV

• Supprime l'humidité en 3 heures ou 6 heures

• Permet une meilleure longévité des prothèses auditives

Comment marche l'écrin de séchage et nettoyage cedis pour appareil auditif ?

L'écrin de séchage et nettoyage Cedis permet un séchage complet des appareils auditifs et garanti leur bon fonctionnement. L'écrin de séchage offre une propreté hygiénique et une conservation sûre des solutions auditifs.

Il vous suffit de présélectionner de la durée du séchage en fonction de l'accumulation d'humidité ou de l'humidité de l'air : 3 heures en mode normal, ou 6 heures en mode intensif.

?Déposer les aides auditives dans le compartiment de l'écrin de séchage en ouvrant le logement de pile puis refermer le couvercle. L'arrêt est automatique une fois le séchage de aides auditives terminé.

?

Le contenu de l'écrin de séchage et nettoyage Cedis pour appareil auditif :

Ecrin de séchage Cedis pour aide auditive

Alimentation électrique : bloc d'alimentation de 5 V (de 100 à 240 V) ou à l'aide d'un ordinateur via le câble USB ou le mini-câble USB.

[Lien vers la fiche du produit](#)