

## Appareil auditif sans pile Phonak Audeo V90

Votre appareil auditif sans pile Phonak est disponible au centre auditif Minitone de Nîmes. L'aide auditive Phonak Audeo V90 devient rechargeable grâce au chargeur et accu 312 ZPower.



**Référence :** MAUD488633

### Critères associés :

*Marque aide auditive :* Aide auditive PHONAK

### Descriptif :

**Appareil auditif sans pile Phonak L'aide auditive Phonak Audeo V90 312 sans pile.**

Il est vraiment pratique d'utiliser une aide auditive quotidiennement sans avoir besoin de changer sa pile auditive. Les audioprothésistes du centre auditif Minitone, spécialistes des appareils auditifs Phonak, vous proposent de modifier votre aide auditive Phonak pour vous n'avez plus la contrainte de changer la pile auditive. Il est possible de changer le logement de pile de votre Phonak Audeo V90-312 pour le rendre compatible avec le chargeur ZPower.

?

## **?L'appareil auditif Phonak Audeo V90 rechargeable.**

Lorsque votre audioprothésiste du centre auditif Minitone de Nîmes aura changé le logement de pile de votre appareil auditif Phonak Audeo V90 vous pourrez utiliser le chargeur ZPower pour recharger facilement votre aide auditive. Après chaque utilisation il suffit de poser votre appareil auditif Phonak audeo V90 dans l'encoche pour recharger son accus. Le système ZPower offre une solution rentable aux utilisateurs de Phonak Audeo V90 qui souhaitent réduire leur consommation de piles auditives durant l'année.

## **La solution sans pile pour le Phonak Audeo V90.**

Contrairement aux aides auditives rechargeables traditionnelles le système ZPower, installé par votre audioprothésiste Minitone sur votre Phonak Audeo V90, offre plus de 24 heures d'autonomie. Grâce à une capacité d'alimentation moyenne de 34mAh pour ZPower au lieu des 21mAh pour un accu NiMh, il suffit de recharger votre aide auditive Phonak Audeo V90 durant la nuit pour bénéficier d'une journée complète d'autonomie.

## **?Fini le changement de pile auditive du Phonak Audeo V90.**

Les accus 312 ZPower ont une durée d'environ une année. A la fin de chaque année votre audioprothésiste du centre auditif agréé Minitone vous invite à consulter afin de changer l'accu 312 ZPower. Cette visite sera aussi l'occasion de vérifier votre audition et l'entretien de votre appareil auditif Phonak Audeo V90. Vous n'avez plus besoin de changer vous-même et régulièrement votre pile auditive. Cela vous évitera toute manipulation.

[Lien vers la fiche du produit](#)