

### **Cedis gobelet de nettoyage avec panier eC5.11, 150 ml pour appareil auditif**

Cedis gobelet de nettoyage avec panier eC5.11, 150 ml pour appareil auditif. Le gobelet de nettoyage pour appareil auditif est idéal pour l'embout auriculaire.



**Marque :** Cedis

**Référence :** 80200

**Points de fidélité offerts :** 25

**Prix :** 3.99 €

**Critères associés :**

*Fonction Hygiénique :* désinfection, anti cérumen, débouchage

**Gobelet avec panier de nettoyage**

## **Gobelet avec panier de nettoyage pour aide auditive.**

Pour un nettoyage profond des embouts auriculaires des contours d'oreille avec les comprimés effervescents cedis. Dispose d'une tige centrale pour aider à sortir le tamis.

### **Comment utiliser le gobelet de nettoyage pour prothèse auditive.**

Le gobelet de nettoyage est un gobelet pratique qui permet de nettoyer les parties ne contenant pas d'électronique de votre appareil auditif. Le gobelet de nettoyage pour appareil auditif est idéal pour l'embout auriculaire. Il est conseillé d'entretenir votre aide auditive régulièrement pour conserver son bon fonctionnement, son efficacité et sa qualité sonore.

Verser la solution de nettoyage dans le gobelet, de l'eau avec une pastille de nettoyage effervescente Cedis, placer le panier dans le gobelet en insérant les embouts de votre aide auditive à nettoyer. Laisser agir la solution de nettoyage. Retirer le panier à l'aide de la tige centrale d'extraction.

## **Contenu du pack gobelet de nettoyage aide auditive.**

1 x Gobelet 150 ml

1 x Panier avec tige centrale d'extraction

[Lien vers la fiche du produit](#)